

Stéthoscopes

Littmann®

Choisir le bon stéthoscope vous aide à donner le meilleur de vous-même

	Stéthoscope numérique CORE Littmann®	Stéthoscope Master Cardiology ^{MC} Littmann®	Stéthoscope Cardiology IV ^{MC} Littmann®	Stéthoscope Classic III ^{MC} Littmann®	Stéthoscope de pédiatrie Classic II ^{MC} Littmann®	Stéthoscope Lightweight II S.E. Littmann®
	<p>Capacité de passer de l'écoute analogique au numérique. Se connecte au logiciel Eko sur un appareil intelligent** pour capturer, stocker et partager des données.</p> <p>Diamètre du pavillon à double face Adulte : 4,3 cm (1,7 po) Pédiatrique : 3,4 cm (1,4 po)</p> 	<p>Meilleure réponse acoustique de la gamme de stéthoscopes mécaniques Littmann.</p> <p>Diamètre du pavillon à simple face Adulte : 4,8 cm (1,9 po)</p> 	<p>Diagnostiquez et prenez des décisions en toute confiance.</p> <p>Diamètre du pavillon à double face Adulte : 4,3 cm (1,7 po) Pédiatrique : 3,4 cm (1,4 po)</p> 	<p>Surveillez et évaluez un large éventail de patients.</p> <p>Diamètre du pavillon à double face Adulte : 4,3 cm (1,7 po) Pédiatrique : 3,4 cm (1,4 po)</p> 	<p>Spécialement conçu pour les patients les plus petits.</p> <p>Diamètre du pavillon à double face Pédiatrique : 3,4 cm (1,4 po), 2,8 cm (1,1 po) Nourrissons : 2,8 cm (1,1 po), 1,7 cm (0,7 po)</p> 	<p>Le pavillon en forme de goutte se glisse sous le brassard de tensiomètre.</p> <p>Diamètre du pavillon à double face Adulte : 5,2 cm x 4,5 cm (2,0 po x 1,8 po), 3,5 cm x 3,2 cm (1,4 po x 1,3 po)</p> 
Niveau de rendement acoustique	Plus de 10	10	9	8	7	6
Longueur	69 cm (27 po)	69 cm (27 po)	69 cm (27 po) 56 cm (22 po)	69 cm (27 po)	71 cm (28 po)	71 cm (28 po)
Poids	Plus de 200 g	161 g à 200 g	161 g à 200 g	131 g à 160 g	< 100 g, 100 g à 130 g	100 g à 130 g
Garantie	1 à 3 ans	7 ans	7 ans	5 ans	3 ans	2 ans
Membrane réglable	●	●	●	●		●
Une amplification allant jusqu'à 40 plus élevée*	●					
Suppression active du bruit	●					
Connectivité mobile	●					
Tubulure à deux lumières	●	●	●			
Finitions spéciales supplémentaires	●	●	●	●	●	
Cloche ouverte convertible	●		●	●		
Embouts auriculaires étanches et souples	●	●	●	●	●	●
Pavillon à deux faces	●		●	●	●	●

* À la fréquence maximale, par rapport au mode analogique.
 ** Un abonnement peut être requis.

© Solventum, 2025. Solventum, le logo S, Littmann, le logo L, Littmann, le L et Cardiology IV sont des marques et/ou des marques déposées de Solventum ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 70-2013-1757-8 FR-CA