

Littmann®

청진기

한눈에 보기

	Master Cardiology	Cardiology IV	Classic III	Classic II Pediatric and Infant	Lightweight II S.E.
	<p>상세한 진단 청진을 수행하는 데 도움이 되는 뛰어난 음향 감도를 제공합니다.</p> <p>Chestpiece diameter Single-sided 1.6"/4cm</p> 	<p>상세한 진단 청진을 수행하는 데 도움이 되는 뛰어난 음향 감도를 제공합니다.</p> <p>Chestpiece diameter double-sided Adult side 1.6"/4.0cm Pediatric side 1.2"/3.0cm</p> 	<p>긴 근무 시간 동안 환자의 신체 평가 및 모니터링에도 무리없는 범용 청진기입니다.</p> <p>Chestpiece diameter double-sided Adult side 1.6"/4.0cm Pediatric side 1.2"/3.0cm</p> 	<p>유아, 소아에게 적합한 작은 크기의 체스트피스는 더욱 정확한 진료를 가능하게 합니다.</p> <p>Chestpiece diameter double-sided Pediatric 1.3"/3.3cm, 1.0"/2.5cm Infant 1.0"/2.5cm, 0.7"/1.9cm</p> 	<p>혈압측정이 용이한 물방울 모양으로 디자인 되었습니다. 튜너블 다이어프램과 같은 필수 기능을 제공하는 가벼운 청진기입니다.</p> <p>Chestpiece diameter double-sided 2.0 x 1.8"/5.2cm x 4.5cm 1.4 x 1.3"/3.5cm x 3.2cm</p> 
퍼포먼스 레벨	10	9	8	7	6
길이	69cm	69cm	69cm	71cm	71cm
무게	194(±5)g	177(±8)g	155(±7)g	105(±3)g	110(±10)g
보증기간	1년	1년	1년	1년	1년
튜너블 다이어프램	●	●	●	●	●
듀얼 루멘 튜빙	●	●			
스페셜 에디션	●	●	●	●	
오픈 벨 기능	●	●	●	●	●
실리콘 이어팁	●	●	●	●	●
튜너블 양면 체스트피스		●	●		●