

Velg riktig stetoskop slik at du kan gjøre jobben din best mulig.

	Littmann® CORE Digital Stetoskop	Littmann® Master Cardiology™ Stetoskop	Littmann® Cardiology IV™ Stetoskop	Littmann® Classic III™ Stetoskop	Littmann® Classic II Pediatrisk og Nyfødt Stetoskop	Littmann® Lightweight II S.E. Stetoskop
	Veksle mellom analogt eller forsterket lyttemodus. Kobles til EKO-programvare på en smartenhet** for å ta opp, lagre og dele data. Omtrentlig diameter på bryststykket: Dobbelsidig Voksen side: 4,3 cm Pediatrisk side: 3,4 cm 	Den beste akustiske responsen i den mekaniske Littmann-serien. Omtrentlig diameter på bryststykket: Ensidig: 4,8 cm 	Still diagnoser og ta beslutninger med trygghet. Omtrentlig diameter på bryststykket: Dobbelsidig Voksen side: 4,3 cm Pediatrisk side: 3,4 cm 	Overvåk og undersøk mange ulike pasienter Omtrentlig diameter på bryststykket: Dobbelsidig Voksen side: 4,3 cm Pediatrisk side: 3,4 cm 	Spesielt designet for de minste pasientene. Omtrentlig diameter på bryststykket: Dobbelsidig Pediatrisk: 3,4 cm / 2,7 cm Nyfødt: 2,8 cm / 1,7 cm 	Ideelt for blodtryksmålinger og begrensede pasientvurderinger. Omtrentlig diameter på bryststykket: Dobbelsidig 5,2 x 4,5 cm 3,5 x 3,2 cm 
Akustiske ytelsesnivåer	10+	10	9	8	7	6
Omtrentlig lengde	69cm	69cm	56cm	69cm	71cm	71cm
Omtrentlig vekt	232g	185g	177g	150g	105g/95g	118g
Garantie	2 år	7 år	7 år	5 år	3 år	2 år
Justerbart diafragma	●	●	●	●		●
Opptil 40 ganger volumforsterkning*	●					
Støydemping	●					
Mobiltilkobling	●					
Slanger med doble lumen	●	●	●			
Ytterligere spesialutførelser	●	●	●	●	●	
Åpen klokke som kan snus	●		●	●		
Mykforseglende ørepropper	●	●	●	●	●	●
Dobbelsidig bryststykket	●		●	●	●	●

*Ved toppfrekvens sammenliknet med analog plassering
**Abonnement kan være nødvendig.

© Solventum 2025. Solventum, S-logoen og Littmann, L Littmann-logoen, L, Master Cardiology, Cardiology IV og Classic III er varemerker tilhørende Solventum eller dets tilknyttede selskaper. Andre varemerker tilhører deres respektive eiere. OMG2101326.