







# Littmann®

Stetoskop

## Välj rätt stetoskop som kan bidra till toppprestationer.

	Littmann® CORE Digital Stetoskop	Littmann® Master Cardiology™ Stetoskop	Littmann® Cardiology IV™ Stetoskop	Littmann® Classic III™ Stetoskop	Littmann® Classic II Pediatriskstetoskop och Spädbarnsstetoskop	Littmann® Lightweight II S.E. Stetoskop
	<p>Växla mellan analogt och förstärkt lyssningsläge.</p> <p>Ansluts till Eko programvara på en smart enhet** för att visualisera, lagra och dela data.</p> <p><b>Ungefärlig diameter för bröststycke:</b> Dubbelsidig Vuxensida: 4,3 cm Pediatriska: 3,4 cm</p> 	<p>Bästa akustiska responsen i Littmanns mekaniska sortiment.</p> <p><b>Ungefärlig diameter för bröststycke:</b> Enkelsidig: 4,8 cm</p> 	<p>Ställ diagnos och fatta beslut med trygghet.</p> <p><b>Ungefärlig diameter för bröststycke:</b> Dubbelsidig Vuxensida: 4,3 cm Pediatriska: 3,4 cm</p> 	<p>Övervaka och bedöm många olika slags patienter.</p> <p><b>Ungefärlig diameter för bröststycke:</b> Dubbelsidig Vuxensida: 4,3 cm Pediatriska: 3,4 cm</p> 	<p>Speciellt utformad för de minsta patienterna.</p> <p><b>Ungefärlig diameter för bröststycke:</b> Dubbelsidig Pediatrisk: 3,4 cm / 2,7 cm Spädbarn: 2,8 cm / 1,7 cm</p> 	<p>Idealisk för blodtrycksavläsningar och begränsade patientundersökningar.</p> <p><b>Ungefärlig diameter för bröststycke:</b> Dubbelsidigt 5,2 cm × 4,5 cm 3,5 cm × 3,2 cm</p> 
Akustiska prestandanivåer	10+	10	9	8	7	6
Ungefärlig längd	69cm	69cm	69cm	69cm	71cm	71cm
Ungefärlig vikt	232g	185g	177g	150g	105g/95g	118g
Garanti	2 år	7 år	7 år	5 år	3 år	2 år
Inställbar membran	●	●	●	●		●
Upp till 40 ggr volymförstärkning*	●					
Bullerreducering	●					
Mobil anslutnin	●					
Slang med dubbla lumen	●	●	●			
Extra specialutföranden	●	●	●	●	●	
Konverterbar öppen klocka	●		●	●		
Mjuktätande öronoliver	●	●	●	●	●	●
Dubbelsidigt bröststycke	●		●	●	●	●

\*Vid toppfrekvens jämfört med analogt läge.

\*\*Prenumeration kan krävas.

© Solventum 2025. Solventum, S-logotypen och Littmann, L Littmann-logotypen, L, Master Cardiology, Cardiology IV och Classic III är varumärken som tillhör Solventum eller dess dotterbolag. Andra varumärken tillhör sina respektive ägare. OMG2101326.

Behöver du mer hjälp? Besök [www.littmann.com/sv-se](http://www.littmann.com/sv-se)

 solventum